

# FICHA TÉCNICA

SLAMED

**slamed**<sup>®</sup>  
instruments for sciences



## MICROPIPETAS

VOLUMEN FIJO

### MARCA

SLAMED

### MODELO

FIX CP

### PROCEDENCIA

ALEMANIA

### AÑO DE FABRICACIÓN

"



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Excelente precisión y exactitud en la medición de líquidos

---

Calibración con ISO 8655

---

Diseño ergonómico del mango para un trabajo fácil y agradable

---

Fácil extracción del eyector de puntas para tubos de ensayo estrechos

---

Pistón de material resistente a los productos químicos


---

Sistema especial incorporado que elimina el error del pipeteo

---

Libre de mantenimiento

---



**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN**  
**PARA TU LABORATORIO**

---



## MICROPIPETAS

FIX CP

Totalmente esterilizable en autoclave y resistente a la luz ultravioleta

Certificado de calidad individual con cada unidad

La pipeta está fabricada con materiales resistentes a los agentes corrosivos



Garantiza la precisión y exactitud de los instrumentos, asegura la fiabilidad y reproducibilidad de los resultados experimentales.

## RANGO DE VOLUMEN

RANGO DE VOLUMEN $\mu$ l	MODELO	PRECISIÓN MÁX. VOL%	PRECISIÓN <%
5	CP5	2,0	1,0
10	CP10	1,2	0,5
15	CP15	1,0	0,5
20	CP20	0,9	0,4
25	CP25	0,9	0,4
50	CP50	0,9	0,3
100	CP100	0,9	0,3
150	CP150	0,7	0,3
200	CP200	0,6	0,2
500	CP500	0,6	0,2
1000	CP1000	0,6	0,2



**GARANTÍA DE 1 AÑO  
POR ICERLAB S.R.L.**



Soporte



Envío gratuito



Capacitación



Garantía de 1 año



Instalación y configuración



[www.icerlab.com.bo](http://www.icerlab.com.bo)