

FICHA TÉCNICA

MICROS AUSTRIA

micros
Austria



PETUNIA MCX50

MICROSCOPIO BINOCULAR



MARCA

MICROS AUSTRIA

MODELO

PETUNIA MCX50

PROCEDENCIA

AUSTRIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABEZA	Cabeza binocular, inclinado 30°, 360° de rotación.
AJUSTE INTERPUPILAR	Siedentopf, 48 - 75 mm con ajuste de dioptrías
DIÁMETRO OCULAR	23 mm
OCULARES	Campo amplio WF10X / 20X
OBJETIVO	4x/0.10 - 10x/0,25 - 40x/0.65 - 100x/1.25
TORRETA DE OBJETIVO	Cuádruple, ángulo invertido, revólver giratorio
SISTEMA DE ENFOQUE	Enfoque fino coaxial y grueso calibrado, lectura de graduación de 2 µm rango total de enfoque 20mm

**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
PARA TU LABORATORIO**



MICROS AUSTRIA

PETUNIA MCX50

ETAPA

Doble capa

**DIMENSIONES DE
ESCENARIO**

203 X145 mm

RANGO DE RECORRIDO

75 X 30 mm

ILUMINACIÓN

**ILUMINACIÓN
TRANSMITIDA**

LED, sistema avanzado

POTENCIA

6V, 20 W, vida útil de (30.000 horas)

CONDENSADOR

Abbe nA 1.25 con diafragma de iris

ENERGÍA

VOLTAJE Y FRECUENCIA

110/220 V - 50 / 60 Hz



**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
PARA TU LABORATORIO**



MICROS AUSTRIA

PETUNIA MCX50



**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
PARA TU LABORATORIO**



MICROS AUSTRIA

PETUNIA MCX50

TUBO ERGONÓMICO ARCTYPE

- Inclinación de 30°.
- Permite el alivio muscular del cuello.
- Ajuste en la distancia inter pupilar de dioptrías.



SISTEMA ÓPTICO INFINITO

- ICO2 Plan Infinito garantiza la máxima calidad de imagen.
- Capacidad para producir imágenes con una resolución superior y un alto grado de corrección.
- Imágenes excepcionalmente claras.



**GARANTÍA DE 1 AÑO
POR ICERLAB S.R.L.**



9001:2016



Soporte



Envío gratuito



Capacitación



Garantía de 1 año



Instalación y configuración



www.icerlab.com.bo