

FICHA TÉCNICA

MICROS AUSTRIA

micros
Austria



DAFFODIL MCX 100 PRO

MICROSCOPIO TRINOCULAR

MARCA


MICROS AUSTRIA

MODELO

DAFFODIL MCX 100 PRO

PROCEDENCIA

AUSTRIA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CABEZA	Cabeza binocular, inclinado 30°, 360° de rotación.
AJUSTE INTERPUPILAR	ARCTYPE, 48 - 75 mm con ajuste de dioptrías
DIÁMETRO OCULAR	23 mm
OCULARES	Campo amplio EW10X / 20X
OBJETIVO	4x/0.10 - 10x/0,25 - 40x/0.65 - 100x/1.25
TORRETA DE OBJETIVO	Quíntuple, ángulo invertido, anillo elástico de agarre
SISTEMA DE ENFOQUE	Enfoque fino coaxial y grueso, rango total de enfoque 20mm

**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
PARA TU LABORATORIO**



MICROS AUSTRIA
DAFFODIL MCX 100 PRO

ETAPA

Doble capa

**DIMENSIONES DE
ESCENARIO**

270 X 250 mm

RANGO DE RECORRIDO

76 X 30 mm

ILUMINACIÓN

**ILUMINACIÓN
TRANSMITIDA**

Halógena, sistema avanzado

POTENCIA

6V, 20 W, vida útil de (30.000 horas)

CONDENSADOR

Abbe nA 1.25 con diafragma de iris y filtro

ENERGÍA

VOLTAJE Y FRECUENCIA

100/240 V - 50 / 60 Hz

PANTALLA

TAMAÑO

9.7"

RESOLUCIÓN

1080p 60fps / 1080p 50fps


**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
PARA TU LABORATORIO**



MICROS AUSTRIA
DAFFODIL MCX 100 PRO

CÁMARA

MP	5 MP
FUNCIONES	<ul style="list-style-type: none">• Volteo horizontal y vertical• Navegación de reproducción• Ajuste de línea divisoria• Comparación de imágenes• Integración con microscopios industriales
PERIFÉRICOS	Ratón
PUERTOS DE ALMACENAMIENTO	Memoria SD
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES	<ul style="list-style-type: none">• Navegación de imágenes, fotos y videos• Calibración dinámica y medición.



PUERTO
HDMI




CÁMARA
5 Megapíxeles



INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
PARA TU LABORATORIO



MICROS AUSTRIA
DAFFODIL MCX 100 PRO



SISTEMA ÓPTICO

- ICO2 Plan Infinity garantiza la máxima calidad de imagen.
- Cuenta con tratamiento antihongos.
- Ópticas, ocular, condensador, prismas y objetivo diseñadas en vidrio sin plomo.

TUBO ERGONÓMICO ARCTYPE

- Inclinación de 30°.
- Permite el alivio muscular del cuello.
- Ajuste en la distancia inter pupilar de dioptrías.



REVÓLVER QUÍNTUPLE

Revolver orientado hacia atrás crea más espacio en la platina y una visión perfecta de la muestra para un manejo más fácil.



**GARANTÍA DE 1 AÑO
POR ICERLAB S.R.L.**



9001:2016



Soporte



Envío gratuito



Capacitación



Garantía de 1 año



Instalación y configuración



www.icerlab.com.bo