

# FICHA TÉCNICA

NAHITA



## 2698/5

CENTRIFUGA DIGITAL DE MESA

### MARCA


NAHITA

### MODELO

2698/5

### PROCEDENCIA

ESPAÑA



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>RPM MÁX.</b>	4.000 min <sup>-1</sup>
<b>RCF MÁX.</b>	2.000
<b>TIEMPO DE PROGRAMACIÓN</b>	0 - 99 Minutos
<b>NIVEL DE RUIDO</b>	≤ 50 dB (A)



Motor sin escobillas



Sistema de seguridad para el control de tapa

**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN  
PARA TU LABORATORIO**



**NAHITA**

2698/5

## PESO Y DIMENSIONES

**PESO**

15 Kg

**DIMENSIONES**


320 x 320 x 280 mm (Largo x Ancho x Altura)

## ENERGÍA

**VOLTAJE Y FRECUENCIA**

100/220 V - 50 / 60 Hz - 150W

## DESCRIPCIÓN DE ROTORES

	<b>ROTOR</b>	<b>POSICIONES</b>	<b>ESCUADRAS</b>	<b>RPM MÁX.</b>	<b>CAPACIDAD MÁX</b>
	<b>ROTOR ANGULAR</b>	16	Independiente y extraíble	4.000 min-1	15 ml



**GARANTÍA DE 1 AÑO  
POR ICERLAB S.R.L.**



Soporte



Envío gratuito



Capacitación



Garantía de 1 año



Instalación y configuración



[www.icerlab.com.bo](http://www.icerlab.com.bo)