

FICHA TÉCNICA

NAHITA

Nahita



683

AGITADOR ROTATORIO

MARCA

NAHITA

MODELO

683

PROCEDENCIA

ESPAÑA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RPM MÁX.	72 min ⁻¹
LONGITUD DE RODILLO	240 mm
DIAMETRO DEL RODILLO	35 mm
NIVEL DE RUIDO	≤ 10 dB (A)

**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
PARA TU LABORATORIO**



NAHITA

683

PESO Y DIMENSIONES

PESO

4 Kg

DIMENSIONES

395 x 250 x 100 mm (Largo x Ancho x Altura)

ENERGÍA

VOLTAJE Y FRECUENCIA

100/220 V - 50 / 60 Hz - 12W

FOTOS



**GARANTÍA DE 1 AÑO
POR ICERLAB S.R.L.**



Soporte



Capacitación



Instalación y configuración



Envío gratuito



Garantía de 1 año



www.icerlab.com.bo