

FICHA TÉCNICA

FIOCCHETTI

fiocchetti
SCIENTIFIC REFRIGERATORS



EMOTECA 1500 TOUCH

REFRIGERADOR PARA BANCO DE SANGRE



MARCA

FIOCCHETTI

MODELO

EMOTECA 1500 TOUCH

PROCEDENCIA

ITALIA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TEMPERATURA	Regulable entre +2°C / +6°C
PUNTO DE CONSIGNA	+4°C / 0.1°C
CLASE CLIMÁTICA	16°C a +32°C
CAPACIDAD NOMINAL	1500 lt
CAPACIDAD NETA	1355 lt
CAPACIDAD (CON BOLSAS DE SANGRE DE 450ML)	672 (con 14 cajones)

**INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
PARA TU LABORATORIO**



FIOCCHETTI

EMOTECA 1500 TOUCH

PUERTA

2 de vidrio templado de baja emisividad, con cierre automático

LUZ INTERIOR

Led de altura completa

REDUCCIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA

Función "Night & Day"

CAJONES

14 extraíble 15x60x7,5 cm

REFRIGERACIÓN

TIPO

Ventilación forzada profesional con sistema de compresor hermético

DESCONGELACIÓN

Automática, adaptiva con evaporación del condensado

GAS REFRIGERANTE

R290 Natural

AISLAMIENTO

Espuma de poliuretano inyectado de alta densidad en las paredes (43 kg/m³), libre de CFC y con inyección de agua ecológica, 70 mm

CONTROLADOR ELECTRÓNICO

CONTROLADOR

Touch (Pantalla táctil) 7"

TIPO DE CONTROLADOR

Automática, adaptiva con evaporación del condensado

INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN

Integrado en la interfaz de usuario

PROTECCIONES DE SEGURIDAD

Código de acceso de usuario configurable



FIOCCHETTI

EMOTECA 1500 TOUCH

SISTEMA DE ALARMAS

Acústico-visual para alarmas de temperatura y fallos para indicación de

- Puerta abierta
 - Alta temperatura
 - Baja temperatura
 - Corte de energía cuando se restablece la red eléctrica
 - Condensador sucio
 - Todas las fallas funcionales/componentes defectuosos
-

DMLP TOUCH DIGITAL MONITOR

Sistema de alarma independiente que incluye kit de baterías de emergencia para registro de datos y alarmas en caso de apagón, durante 12 horas. Monitorización y registro de datos con sonda independiente PT100 clase A+ y muestreo cada 30 sec.

REGISTRO DE TEMPERATURAS, DATOS Y EVENTOS

Registro de temperaturas y alarmas, incluso en ausencia de energía, con memoria de 10 años en tarjeta SD y 1 año en memoria flash, descargable también vía USB. Últimos 32 eventos detectables en la pantalla.

SENSORES

CONTROL

Sondas tipo NTC para controlador + PT100 para monitor DMLPPT100 para la simulación de temperatura del producto

TERMOSTATO DE SEGURIDAD

Incluido para evitar la congelación y el sobrecalentamiento.

CONEXIÓN PARA SEÑALIZACIÓN REMOTA DE ALARMAS

Caja de borne externa con contactos limpios y puerto Ethernet RJ45 Protocolo Modbus TCP/IP disponible para lectura de datos

EXPORTACIÓN DE DATOS

USB, SD ed RJ45



FIOCCHETTI

EMOTECA 1500 TOUCH

SENSORES

DIRECTIVAS Y REGULACIONES

Directiva 93/42/CEE y modificación relacionada 2007/47/CEE, clase IIa según la Regla 2 del Anexo IX y en cumplimiento de las disposiciones transitorias establecidas por los REGLAMENTOS (UE) 2017/745 y (UE) 2023/607 Norma DIN 13277 Directiva 2011/65/UE (ROHS II) Directiva 2015/863 UE (ROHS III) Directiva 2012/19 UE (RAEE) Regulación (UE) 517-2014 (F-gas) Regulación (CE) 1907-2006_REACH

CERTIFICADOS

CE MDD

PESO Y DIMENSIONES

PESO

223 Kg

DIMENSIONES EXTERIORES

144 x 83 x 207 cm (Largo x Ancho x Altura)

DIMENSIONES INTERIOR

130 x 67 x 150 cm (Largo x Ancho x Altura)

ENERGÍA

VOLTAJE Y FRECUENCIA

100/230 V - 50 Hz



**GARANTÍA DE 1 AÑO
POR ICERLAB S.R.L.**



Soporte



Capacitación



Instalación y configuración



Envío gratuito



Garantía de 1 año



www.icerlab.com.bo