

MICROPIPETAS

VOLUMEN VARIABLE



Marca
Slamed

Modelo
Slamed Precision series

Procedencia
Alemania



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Bloqueo

Ajuste de bloqueo de volumen



Precisión

Calibrado bajo
ISO 8655-5



Pistón asistido por imán

Ayuda a obtener
resultados precisos



Ejector de punta duradero

Hecho de acero
inoxidable



Cono de punta duradero

Punta de PVDF,
soporte a sustancias
químicas agresivas



Resistente a los rayo UV

Totalmente autoclavable a 121°C Durante 20 minutos

Codificación de colores para facilitar la identificación

Fabricación con materiales altamente duraderos para protegerse contra la corrosión química y los golpes físicos.

Ajuste preciso de volumen calibrado desde fábrica.

Pantalla grande y clara de 4 dígitos.

FICHA TÉCNICA

MICROPIPETAS

SLAMED PRECISION SERIES

ICERLAB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLUMENES DISPONIBLES

RANGO DE VOLUMEN μ l	PRECISIÓN MÁX. VOL%	PRECISIÓN <%
0.5 - 10	1,0	0,4
5 - 50	0,6	0,3
10 - 100	0,8	0,2
20 - 200	0,6	0,2



Garantía de 1 año por
ICERLAB S.R.L.

icerlab.com.bo



Soporte



Capacitación



Instalación y configuración

INNOVACIÓN Y PRECISIÓN
QUE RESPALDAN TU DIAGNÓSTICO

